

CAPSUREFIX NOVUS MRI™ SURESCAN®

Especificaciones del cable 5076

Compatible con resonancia magnética bajo determinadas condiciones



Implante inicial
Implante existente

Características físicas

Polaridad	Bipolar
Forma	Recto
Cámara	Aurícula/Ventrículo
Fijación	Rosca helicoidal, extensible y retráctil
Longitudes compatibles con resonancia magnética bajo determinadas condiciones	35, 45, 52, 58, 65, 85 cm
Contraindicado para resonancia magnética*	110 cm
Conector	IS-1 BI

Materiales

Aislante interior/exterior	Silicona (MED-4719)
Conductor	MP35N
Electrodo distal	Helicoidal platinizado
Electrodo del anillo	Clavija de conexión: platinizada Anillo del conector: acero inoxidable

Diámetro

Cuerpo	2,0 mm (6 Fr)
Hélice	Diámetro externo: 1,17 mm
Electrodo del anillo	2,0 mm

Tamaño recomendado del introductor

Sin guía metálica	7 Fr
Con guía metálica	9 Fr



Superficie del electrodo

Hélice	4,2 mm ²
Anillo	22 mm ²

Otras características

Esteroides	DXAC (Acetato de dexametasona) Máximo 1,0 mg
Longitud de la hélice	1,8 mm
Distancia entre la punta y el anillo	10 mm
Resistencia del conductor	58 cm
Monopolar	33 Ω
Bipolar	61 Ω
Prefijo de serie	PJN

Fiadores

Insertados	Gris recto
Incluidos en el paquete	(1) Azul en J (1) Gris en J (1) Azul recto (1) Gris recto (1) Blanco en J

* La longitud del cable está contraindicada porque no se ha probado en el entorno de la resonancia magnética.

Consulte el manual del dispositivo para obtener información detallada acerca del procedimiento de implante, las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones, así como posibles complicaciones o efectos adversos. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de ventas habitual de Medtronic.

www.medtronic.eu

Europa

Medtronic International Trading Sàrl.
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Teléfono: +41 (0)21 802 70 00
Telefax: +41 (0)21 802 79 00

España

Medtronic Ibérica S.A.
Calle María de Portugal nº.11
ES-28050 Madrid
www.medtronic.es
Teléfono: +34 91 625 04 00
Telefax: +34 91 650 74 10



Medtronic